



IGI LG733514543 · LAB-GROWN

Laboratorní diamant kulatý 2,26 ct E | VVS2

Kulatý briliant · 2,26 ct · E / VVS2 · Ideal · 8,40 × 8,42 × 5,19 mm

laboratornidiamenty.cz/shop/laboratorni-diamant-kulaty-226-ct-e-vvs2/



Top Select

Proporce	100
Finiš	100
Barva	98
Čistota	95
Fluorescence	100

PARAMETR	HODNOTA	IDEÁL PRO VÝBRUS	PÁSMO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Hmotnost carat	2,26 ct		
Rozměry mm	8,40 × 8,42 × 5,19 mm		
Barva color	E	—	IDEÁL
Čistota clarity	VVS2	—	IDEÁL
Cut grade hodnocení laboratoře	Ideal	—	IDEÁL
PROPORCE			
L/W Ratio poměr délka/šířka	1,00	1,00 – 1,01	IDEÁL
Table ploška	57,0 %	54,0 – 58,0 %	IDEÁL
Depth hloubka	61,7 %	60,0 – 62,3 %	IDEÁL
Crown koruna (výška)	15,0 %	14,0 – 16,0 %	IDEÁL
Crown Angle úhel koruny	34,9 °	34,0 – 35,0 °	IDEÁL
Pavilion pavilon (hloubka)	43,0 %	42,5 – 43,5 %	IDEÁL
Pavilion Angle úhel pavilonu	40,7 °	40,6 – 40,9 °	IDEÁL
Girdle rundista	Medium To Slightly Thick (Faceted)	Thin / Medium / Slightly Thick	IDEÁL
Culet kaleta	Pointed	None / Very Small / Pointed	IDEÁL
FINIŠ A FLUORESCENCE			
Polish leštění	Excellent	Excellent	IDEÁL
Symmetry symetrie	Excellent	Excellent	IDEÁL
Fluorescence	None	None	IDEÁL
CERTIFIKÁT			
Laboratoř	IGI · Laboratory Grown Diamond Report		
Datum	2025-09-29		
Inskripce laser inscription	IGI LG733514543		
Původ	Laboratorní · CVD		

Posouzení

- ✓ Splňuje kritéria Pan Diamant Top Select – proporce, finiš i fluorescence v přísném pásmu.
- ✓ Koruna a pavilon se ideálně doplňují (součet úhlů 75,6 °) – předpoklad pro Hearts & Arrows a maximální světelný výkon.
- Laboratorní diamant (CVD).

- Ideál – v pásmu Top Select

Příjemné – nutno posoudit opticky
- Dobré – lehce mimo, opticky bez vlivu

Mimo – nedoporučuji

OVĚŘENÍ CERTIFIKÁTU

www.igi.org/verify-your-report/?r=LG733514543

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Top Select = přísný předvýběrový filtr. U fancy výbrusů samotné proporce nezaručují optický výkon (bow-tie, okno, tmavý střed); finální výběr vyžaduje kontrolu videa a ASET/IdealScope. L/W je z velké části otázkou estetické preference.