



IGI LG749572202 · LAB-GROWN

Laboratorní diamant kulatý 1,79 ct E | VVS2

Kulatý briliant · 1,79 ct · E / VVS2 · Ideal · 7,75 × 7,80 × 4,78 mm

laboratornidiamenty.cz/shop/laboratorni-diamant-kulaty-179-ct-e-vvs2/



Top Select

Proporce	100
Finiš	100
Barva	98
Čistota	95
Fluorescence	100

PARAMETR	HODNOTA	IDEÁL PRO VÝBRUS	PÁSMO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Hmotnost carat	1,79 ct		
Rozměry mm	7,75 × 7,80 × 4,78 mm		
Barva color	E	—	IDEÁL
Čistota clarity	VVS2	—	IDEÁL
Cut grade hodnocení laboratoře	Ideal	—	IDEÁL
PROPORCE			
L/W Ratio poměr délka/šířka	1,01	1,00 – 1,01	IDEÁL
Table ploška	57,0 %	54,0 – 58,0 %	IDEÁL
Depth hloubka	61,5 %	60,0 – 62,3 %	IDEÁL
Crown koruna (výška)	14,5 %	14,0 – 16,0 %	IDEÁL
Crown Angle úhel koruny	34,1 °	34,0 – 35,0 °	IDEÁL
Pavilion pavilon (hloubka)	42,5 %	42,5 – 43,5 %	IDEÁL
Pavilion Angle úhel pavilonu	40,6 °	40,6 – 40,9 °	IDEÁL
Girdle rundista	Medium To Slightly Thick (Faceted)	Thin / Medium / Slightly Thick	IDEÁL
Culet kaleta	Pointed	None / Very Small / Pointed	IDEÁL
FINIŠ A FLUORESCENCE			
Polish leštění	Excellent	Excellent	IDEÁL
Symmetry symetrie	Excellent	Excellent	IDEÁL
Fluorescence	None	None	IDEÁL
CERTIFIKÁT			
Laboratoř	IGI · Laboratory Grown Diamond Report		
Datum	2025-12-23		
Inskripce laser inscription	IGI LG749572202		
Původ	Laboratorní · CVD		

Posouzení

- ✓ Splňuje kritéria Pan Diamant Top Select – proporce, finiš i fluorescence v přísném pásmu.
- ✓ Koruna a pavilon se ideálně doplňují (součet úhlů 74,7 °) – předpoklad pro Hearts & Arrows a maximální světelný výkon.
- Laboratorní diamant (CVD).

- Ideál – v pásmu Top Select

Dobré – lehce mimo, opticky bez vlivu

Přijatelné – nutno posoudit opticky

Mimo – nedoporučuji

OVĚŘENÍ CERTIFIKÁTU

www.igi.org/verify-your-report/?r=LG749572202

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Top Select = přísný předvýběrový filtr. U fancy výbrusů samotné proporce nezaručují optický výkon (bow-tie, okno, tmavý střed); finální výběr vyžaduje kontrolu videa a ASET/IdealScope. L/W je z velké části otázkou estetické preference.