



IGI LG830608219 · LAB-GROWN

Laboratorní diamant radiant 2,58 ct E | VVS2

Radiant (cut-cornered modified brilliant) · 2,58 ct · E / VVS2 · 9,94 × 6,81 × 4,30 mm

laboratornidiamenty.cz/shop/laboratorni-diamant-radiant-258-ct-e-vvs2/



Top Select

Proporce	100
Finiš	100
Barva	98
Čistota	95
Fluorescence	100

PARAMETR	HODNOTA	IDEÁL PRO VÝBRUS	PÁSMO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE			
Hmotnost carat	2,58 ct		
Rozměry mm	9,94 × 6,81 × 4,30 mm		
Barva color	E	—	IDEÁL
Čistota clarity	VVS2	—	IDEÁL
Cut grade hodnocení laboratoře	—	—	
PROPORCE			
L/W Ratio poměr délka/šířka	1,46	1,35 – 1,50	IDEÁL
Table ploška	61,0 %	60,0 – 65,0 %	IDEÁL
Depth hloubka	63,1 %	60,0 – 65,0 %	IDEÁL
Crown koruna (výška)	14,0 %	12,0 – 15,0 %	IDEÁL
Crown Angle úhel koruny	35,5 °	—	
Pavilion pavilon (hloubka)	44,0 %	Posoudit opticky – facet pattern	
Pavilion Angle úhel pavilonu	31,4 °	—	
Girdle rundista	Slightly Thick	Thin / Medium / Slightly Thick	IDEÁL
Culet kaleta	Pointed	None / Very Small / Pointed	IDEÁL
FINIŠ A FLUORESCENCE			
Polish leštění	Excellent	Excellent	IDEÁL
Symmetry symetrie	Excellent	Excellent	IDEÁL
Fluorescence	None	None	IDEÁL
CERTIFIKÁT			
Laboratoř	IGI · Laboratory Grown Diamond Report		
Datum	2026-08-19		
Inskripce laser inscription	IGI LG830608219		
Původ	Laboratorní · CVD		

Posouzení

- ✓ Splňuje kritéria Pan Diamant Top Select – proporce, finiš i fluorescence v přísném pásmu.
- Radiant: posoudit facet pattern (crushed ice / chunky) a případný bow-tie na videu.
- Laboratorní diamant (CVD).

Ideál – v pásmu Top Select	Dobré – lehce mimo, opticky bez vlivu
Přijatelné – nutno posoudit opticky	Mimo – nedoporučuji

OVĚŘENÍ CERTIFIKÁTU

www.igi.org/verify-your-report/?r=LG830608219

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Top Select = přísný předvýběrový filtr. U fancy výbrusů samotné proporce nezaručují optický výkon (bow-tie, okno, tmavý střed); finální výběr vyžaduje kontrolu videa a ASET/IdealScope. L/W je z velké části otázkou estetické preference.